

Інструкція із застосування

Уважно ознайомтесь з усім текстом інструкції із застосування, перш ніж почати використовувати цей медичний виріб, оскільки вона містить важливу для вас інформацію. Зберігайте цю інструкцію із застосування. Можливо, вам потрібно буде прочитати її ще раз. У випадку погіршення стану, або у випадку відсутності покращення, зверніться до лікаря.

СуперОптік™ Аква краплі очні зволожуючі

Медичний виріб

Склад:

гіалуронат натрію (0,1%), хлорид натрію, борна кислота, тетраборат натрію, едетат натрію, полігексанід (0,0002%), вода очищена.

Зміст:

1. Що таке СуперОптік™ Аква краплі очні зволожуючі і для чого вони застосовуються
2. Що потрібно знати, перш ніж застосовувати СуперОптік™ Аква
3. Як застосовувати СуперОптік™ Аква
4. Можливі побічні реакції
5. Як зберігати СуперОптік™ Аква
6. Інша інформація

1. Що таке СуперОптік™ Аква краплі очні зволожуючі і для чого вони застосовуються

СуперОптік™ Аква – зволожуючі очні краплі, які забезпечують ефективне і тривале зволоження очей.

СуперОптік™ Аква усуває сухість, подразнення, відчуття втоми та піску в очах, що виникають:

- внаслідок впливу подразнювальних факторів навколишнього середовища, таких як: пил, дим, УФ-випромінювання, висока температура в приміщенні (наприклад, від центрального опалення, сауни), кондиціоноване повітря, вітер, хлорована вода, косметика;
- при зменшенні частоти моргання, у зв'язку з тривалим переглядом телевізора, довгостроковим використанням смартфона/гаджета, читанням, роботою за комп'ютером або водінням автомобіля;
- при зменшенні кількості або порушенні складу слізної рідини, включаючи синдром «сухого ока», а також вікові зміни у осіб старше 40 років;
- при використанні контактних лінз.

2. Що потрібно знати, перш ніж застосовувати СуперОптік™ Аква

Попередження і запобіжні заходи:

- Краплі не слід застосовувати пацієнтам із підвищеною чутливістю до будь-якої з речовин, що входять до складу препарату.
- Продукт містить борну кислоту та натрію тетраборат декагідрат, які класифікуються як CMR-речовини у концентраціях, що перевищують 0,1% маса/маса. Препарат не призначений для дітей, вагітних та жінок, які годують груддю.
- Перед використанням перевірте термін придатності на упаковці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на флаконі та картонній коробці. Краплі необхідно використати протягом 8 тижнів після першого відкриття флакона.



- Перед першим застосуванням переконайтеся, що упаковка щільно закрита. Якщо захисна стрічка ковпачка зламана, не використовуйте препарат.
- Не використовуйте краплі, якщо колір розчину змінився або якщо розчин помутнішав.
- Після кожного використання щільно закривайте флакон.
- Не змішуйте і не розводьте СуперОптік™ Аква іншими рідинами, оскільки це може порушити стерильність та ефективність препарату.
- Пацієнтам, які носять контактні лінзи, слід проконсультуватися з фахівцем перед застосуванням будь-яких офтальмологічних засобів.
- Якщо одночасно застосовуються інші краплі, використовувати СуперОптік™ Аква слід наприкінці, витримуючи проміжок часу не менше 5 хвилин після попереднього препарату, якщо в інструкції не вказано інше.

3. Як застосовувати СуперОптік™ Аква

Краплі очні СуперОптік™ Аква призначаються із 18 років. Застосування СуперОптік™ Аква пацієнтам із обмеженими руховими та/або інтелектуальними можливостями повинно здійснюватися під наглядом відповідальної особи.

Краплі очні СуперОптік™ Аква призначені для самостійного застосування. СуперОптік™ Аква призначені тільки для зовнішнього застосування.

Перед застосуванням потрібно вимити руки. Застосовуйте СуперОптік™ Аква місцево на кон'юнктивальний мішок. Зазвичай застосовують 1 або 2 краплі від 3 до 5 разів протягом доби. Не торкайтеся кінчика крапельниці, оскільки це може призвести до забруднення вмісту флакона.

Якщо симптоми подразнення та сухості очей зберігаються або посилюються, незважаючи на застосування очних крапель і відсутності подразника, слід припинити застосування крапель та звернутися до лікаря.

СуперОптік Аква краплі очні можуть використовуватися під час носіння контактних лінз.

4. Можливі побічні реакції

СуперОптік™ Аква добре переноситься. Рідко спостерігаються почервоніння кон'юнктиви, відчуття печіння або тимчасова затуманеність зору. Якщо під час застосування препарату симптоми подразнення та сухості очей зберігаються або посилюються, слід припинити застосування крапель та звернутися до лікаря.

5. Як зберігати СуперОптік™ Аква

Зберігати при температурі не вище 25 °С. Використати протягом 8 тижнів після першого відкриття флакону.

Зберігати щільно закритий флакон у зовнішній упаковці.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Порожню упаковку та невикористаний медичний виріб, термін застосування якого сплинув, слід утилізувати згідно із відповідними місцевими правилами.

6. Інша інформація

По 5 ml (мл) у флаконі. По 1, 2 або 3 флакони з інструкцією із застосування у картонній коробці.



 **Фармацевтичний завод «ПОЛЬФАРМА» С.А.**, вул. Пельплиньська 19, 83-200, Старогард
Гданьски, Республіка Польща /
Pharmaceutical Works "POLPHARMA" S.A., 19, Pelplinska Str. 83-200 Starogard Gdanski,
Republic of Poland
Ел. пошта / E-mail: phv@polpharma.com
Тел. / Tel.: 22 364 61 00

Найменування та місцезнаходження уповноваженого представника в Україні:
ТОВ «ПОЛЬФАРМА ЮА», 04070, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, вхід 11, Україна
Ел. пошта: info.ukraine@polpharma.com
Тел.: (044) 498-90-07

Дата останнього перегляду: серпень 2024.

У разі виникнення побічних явищ під час застосування медичного виробу звертайтеся до виробника або його Уповноваженого представника в Україні.



UA.TR.116

Символи нанесені на пакуванні:




стерильно, асептичний метод обробки



ознайомитися з інструкцією із застосування



Увага! Ознайомитися із інструкцією із застосування (розділи щодо попереджень і запобіжних заходів)



зберігати при температурі не вище 25 °C



термін придатності



медичний виріб



виробник



серійний номер



дата виробництва



символ відповідності технічним регламентам

UA.TR.116

ідентифікаційний номер органу з оцінки відповідності

